


セルメニティ細胞保存試験（凍結保存2年間）


<浮遊細胞>

K562	
セルメニティ	95.3%
他社A	96.5%
他社B	53.2%




<浮遊細胞>

OKT4	
セルメニティ	93.1%
他社A	93.2%
他社B	50.4%




<浮遊細胞>

JURKAT	
セルメニティ	97.6%
他社A	99.6%
他社B	94.9%




<接着細胞>

HEK293	
セルメニティ	94.8%
他社A	96.4%
他社B	100.0%



<接着細胞>

HEK293-T	
セルメニティ	97.2%
他社A	97.9%
他社B	100.0%



<接着細胞>

HeLa S3	
セルメニティ	98.6%
他社A	98.5%
他社B	98.4%

