

ラボラトリー現場を支える検体識別用ラベル作成ハンディプリンター BMP™ 21-LAB ラベルプリンター

BMP™ 21-LAB LABEL PRINTER



検体識別の管理には

- 剥がれないラベル
- 消えない印字
- 見やすい文字

が大切です。



印字付きラベル

- 液体窒素やオートクレーブなど耐低温性、DMSOやキシレン、エタノールなど耐溶剤性のあるラボラトリー仕様のラベルをはじめ、一般識別用のラベルも作成可能。
- バイアル&チューブ用テンプレートとラボラトリー用シンボルを搭載。
- シリアルナンバーやバーコード (CODE39 & CODE128) の生成が可能。
- 日付・タイムスタンプの印字機能、数字のゼロスタイル設定機能搭載。
- 持ちやすいグリップ付で、PC接続不要のスタンドアロンタイププリンター。



【仕様】

印字方式	熱転写式	解像度	203 dpi	印字速度	10 mm/秒
外形寸法	236.22mm × 63.5 mm × 114.3 mm	重量	0.75 kg (電池バックとカートリッジ含む)	印字フォント	英数字・記号 (シンボル)
メディア	カートリッジタイプ/最大印字幅: 19.1mm、最大ラベル長さ: 914.4mm				
ディスプレイ	高輝度LCD (サイズ50.8mm×25.4mm)、解像度: 132×64ピクセル、バックライト機能、モノクロ				
キーボード	Softplast ABC型				
付属品	カートリッジ1本 (M21-750-7425)、日本語版クイックスタートガイド&ユーザーマニュアル (CD-ROM) クイックスタートガイド (冊子/日本語・英語版)、ACアダプター (BMP21-AC)				
電源	ACアダプター (付属) またはリチウムイオン電池 (別売/BMP21-PLUS-BATT) または単3電池6本 (別売)				
希望小売価格	59,800円 (税抜)	保証期間	購入時から6ヶ月間		



【プリンター保守サービス】

万が一、ご購入のプリンターに不具合が発生した場合、ご購入後6か月間は無償でサポートしております。その期間を過ぎても、「スポットメンテナンスサービス」(有償) を用意しており、サポート体制は万全です。

BMP™21-LAB LABEL PRINTER アプリケーション例

超薄ポリエステルラベル B-461



【耐性】液体窒素、フリーザー、オートクレーブ、恒温水槽
 【用途】チューブ、バイアル、コニカル
 総厚48.3ミクロンの超薄ラベル。

(税抜/5巻価格)

パート番号	印字色/ラベル色	ラベル幅 (mm)	ラベル長さ (m)	希望小売価格
M21-375-461	黒/白	9.53	6.40	¥16,500
M21-500-461	黒/白	12.70	6.40	¥18,000
M21-750-461	黒/白	19.05	6.40	¥19,000

つやなし白ポリプロピレンラベル B-7425



【耐性】液体窒素、フリーザー、オートクレーブ、恒温水槽
 【用途】チューブ、バイアル、試料容器

(税抜/5巻価格)

パート番号	印字色/ラベル色	ラベル幅 (mm)	ラベル長さ (m)	希望小売価格
M21-375-7425	黒/白	9.53	6.40	¥12,500
M21-500-7425	黒/白	12.70	6.40	¥14,500
M21-750-7425	黒/白	19.05	6.40	¥15,500

耐溶剤性つやなし白ポリエステルラベル B-488



【耐性】フリーザー、オートクレーブ、キシレン、エタノール、DMSO
 【用途】スライド、プレート

(税抜/5巻価格)

パート番号	印字色/ラベル色	ラベル幅 (mm)	ラベル長さ (m)	希望小売価格
M21-375-488	黒/白	9.53	6.40	¥16,500
M21-500-488	黒/白	12.70	6.40	¥18,000
M21-750-488	黒/白	19.05	6.40	¥19,000

耐低温性ナイロン布ラベル B-499



【耐性】液体窒素、フリーザー、オートクレーブ
 【用途】チューブ全般、プレート

(税抜/5巻価格)

パート番号	印字色/ラベル色	ラベル幅 (mm)	ラベル長さ (m)	希望小売価格
M21-375-499	黒/白	9.53	4.88	¥16,500
M21-500-499	黒/白	12.70	4.88	¥18,000
M21-750-499	黒/白	19.05	4.88	¥19,000

■カートリッジについて

BMP™21-LABラベルプリンターは、旧タイプのBMP™21ラベルプリンターおよびLAB PALラベルプリンター(いずれも販売終了)用カートリッジをご利用いただけます。

※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。

※全ての製品に関して、ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。

※全ての製品およびブランド名は Brady Corporation の商標または登録商標であり、関連する権利は同社によって留保されています。

※お問い合わせは日本ブレイディ株式会社営業部もしくは取扱代理店までご連絡ください。

この製品に関するお問い合わせは



高機能ラベルと印字システムのトップメーカー

日本ブレイディ株式会社

<http://www.brady.co.jp/>

本社：〒192-0043 東京都八王子市暁町 1-31-16
 TEL : 042-655-2535 / FAX : 042-655-2556

名古屋営業所：〒453-0812 愛知県名古屋市中村区西米野町 4-5-1-104
 TEL : 052-486-2071 / FAX : 052-486-2072

関西営業所：〒665-0823 兵庫県宝塚市安倉南 1-5-6-103
 TEL : 0797-83-6382 / FAX : 0797-83-6383

安全用品・安全標識の直販サイト

シートン・ダイレクト.jp <http://www.setondirect.jp/>



透明ポリエステルラベル B-430



【耐性】フリーザー、オートクレーブ
 【用途】実験用器具全般
 主に平面への貼付に最適。

(税抜/5巻価格)

パート番号	印字色/ラベル色	ラベル幅 (mm)	ラベル長さ (m)	希望小売価格
M21-250-430*	黒/透明	6.35	6.40	¥12,500
M21-250-430-WT-CL*	白/透明	6.35	6.40	¥12,500
M21-375-430	黒/透明	9.53	6.40	¥16,500
M21-375-430-WT-CL	白/透明	9.53	6.40	¥16,500
M21-500-430	黒/透明	12.70	6.40	¥18,000
M21-500-430-WT-CL	白/透明	12.70	6.40	¥16,500
M21-750-430	黒/透明	19.05	6.40	¥19,000
M21-750-430-WT-CL	白/透明	19.05	6.40	¥19,000

*旧BMP™21ラベルプリンター非対応

ビニールラベル B-595



【用途】格納キャビネット、ケース等一般識別
 耐薬品性、耐油性に強く、平面だけではなく、粗面やカーブ面にもぴったり貼り付けられる。

(税抜/5巻価格)

パート番号	印字色/ラベル色	ラベル幅 (mm)	ラベル長さ (m)	希望小売価格
M21-250-595-WT*	黒/白	6.35	6.40	¥12,500
M21-375-595-WT	黒/白	9.53	6.40	¥16,500
M21-500-595-WT	黒/白	12.70	6.40	¥18,000
M21-750-595-WT	黒/白	19.05	6.40	¥19,000
M21-250-595-YL*	黒/黄	6.35	6.40	¥12,500
M21-375-595-YL	黒/黄	9.53	6.40	¥16,500
M21-500-595-YL	黒/黄	12.70	6.40	¥18,000
M21-750-595-YL	黒/黄	19.05	6.40	¥19,000
M21-375-595-OR	黒/オレンジ	9.53	6.40	¥16,500
M21-500-595-OR	黒/オレンジ	12.70	6.40	¥18,000
M21-750-595-OR	黒/オレンジ	19.05	6.40	¥19,000
M21-375-595-BK	白/黒	9.53	6.40	¥16,500
M21-500-595-BK	白/黒	12.70	6.40	¥18,000
M21-750-595-BK	白/黒	19.05	6.40	¥19,000
M21-375-595-RD	白/赤	9.53	6.40	¥16,500
M21-500-595-RD	白/赤	12.70	6.40	¥18,000
M21-750-595-RD	白/赤	19.05	6.40	¥19,000
M21-375-595-BL	白/青	9.53	6.40	¥16,500
M21-500-595-BL	白/青	12.70	6.40	¥18,000
M21-750-595-BL	白/青	19.05	6.40	¥19,000
M21-375-595-BR	白/茶	9.53	6.40	¥16,500
M21-500-595-BR	白/茶	12.70	6.40	¥18,000
M21-750-595-BR	白/茶	19.05	6.40	¥19,000
M21-375-595-GN	白/緑	9.53	6.40	¥16,500
M21-500-595-GN	白/緑	12.70	6.40	¥18,000
M21-750-595-GN	白/緑	19.05	6.40	¥19,000
M21-375-595-PL	白/紫	9.53	6.40	¥16,500
M21-500-595-PL	白/紫	12.70	6.40	¥18,000
M21-750-595-PL	白/紫	19.05	6.40	¥19,000
M21-375-595-GY	黒/グレー	9.53	6.40	¥16,500
M21-500-595-GY	黒/グレー	12.70	6.40	¥18,000
M21-750-595-GY	黒/グレー	19.05	6.40	¥19,000

*旧BMP™21ラベルプリンター非対応

ブレイディ社製品販売代理店