


ディスポーザブル細胞計数盤



ワケンカウンター

WC2-100 WC2-100S




ワケンカウンター

従来のガラス製細胞計数盤に比べ、破損の危険性がなく、面倒なカバーガラスのセットも不要です。ディスポーザブルタイプなので、感染の危険があるサンプルの取り扱いにも適しています。CPCやアイソレーター内での使用を考慮した、電子線滅菌（25kGy）済みタイプも用意しています。（10枚単位で密閉した二重包装）

特長


- 1枚で2サンプルの計数が可能
- 高い再現性（均一な細胞計数部容積）
- 手に取りやすいスロープデザインを採用
- 重ねても観察部に傷がつきにくい窪み処理
- ストレスのないハイスピードサンプル流入
- シンプルで分かりやすいグリッドパターン
- 感染性サンプルも安心のディスポーザブル

WAKEN COUNTER



スロープデザイン

細胞計数盤の両端に僅かにスロープが付けられており、片方を押さえると、反対側が少し浮き上がります。



注文案内

カタログ番号	品名	入数	価格（円）
WC2-100	ワケンカウンター（2サンプル用）	100枚入 ^{※1}	15,000
WC2-100S	ワケンカウンター（2サンプル用）二重包装・滅菌済	100枚入 ^{※2}	20,000

※1 10枚/袋 × 10袋

※2 (10枚/袋 × 1袋/袋) × 10袋

価格、外観、仕様などについて、改善のため予告なく変更することがあります。価格には消費税が含まれておりません。



ワケンビーテック株式会社

WAKEN B TECH CO., LTD.

本社 〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町17番地
西日本営業部 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町945番地1
TEL (077) 568-2911 / FAX (077) 568-2944
東日本営業部 〒132-0025 東京都江戸川区松江2丁目10番22号
TEL (03) 5661-3220 / FAX (03) 5661-3230
営業推進部 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1丁目12番地8
(テクノカルセンター) TEL (072) 749-5300 / FAX (072) 749-5600
C S 部 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町945番地1
(サービスセンター) TEL (077) 568-3661 / FAX (077) 568-3830
<http://www.wakenbtech.co.jp>