

Implen社 NanoPhotometer 測定部に使用可能な溶剤等の一覧

更新日：2016.4.19

No.	英語名	日本語名
1	Acetone (up to 5%)	アセトン (5%以下)
2	Acetonitril	アセトニトリル
3	Benzene	ベンゼン
4	Butanol (Butyl Alcohol)	ブタノール (ブチルアルコール)
5	Carbon tetrachloride	四塩化炭素
6	Chloroform	クロロホルム
7	Ethanol	エタノール
8	Ether	エーテル
9	HEPES	ヘペス
10	Hexane	ヘキサン
11	Isopropanol (2-Propanol)	イソプロパノール (2-プロパノール)
12	MES	メス
13	Methanol	メタノール
14	Methylene chloride	メチレンクロライド
15	MOPS	モップス
16	Phenol (up to 1%)	フェノール (1%以下)
17	n-propanol (1-Propanol)	プロパノール (1-プロパノール)
18	Toluene	トルエン
19	PBS Buffer pH4-10	pH4-10のリン酸バッファー
20	Borate	ホウ酸塩
21	Chloride salts	塩化物塩
22	Acids > pH 2	酸 > pH2
23	Bases < pH 10	塩基 < pH10