

ディスポーザブルオートクレーブバッグ

ワケンバッグ

WAKEN
Disposable
autoclave bag

二重包装・ガンマ線滅菌 (25kGy) タイプが新登場！



特長

- 材質は特殊素材配合のポリプロピレン製を採用
- 均一な厚さで、丈夫なシール継目
- 結束バンド付属（オートクレーブ滅菌時には指1本分の隙間を開け、滅菌後はそれを完全に閉めてから廃棄してください）
- 安心してCPCへ持ち込めるように二重包装・ガンマ線滅菌 (25kGy) タイプをラインアップ
- 取り出しやすいティッシュペーパー式包装 ※
- 滅菌インジケータースील付 ※

※ WKN-2601、WKN-2602、WKN-2603の3種類

(S)(M)用ラックアダプターを取り付けた写真



ワケンバッグ(S)、(M)を使用するときは、(S)(M)用ラックアダプター(WKN-2607)を左の写真のように取り付けてください。
ワケンバッグ(L)を使用するときは、アダプターを必要としません。

注文案内

カタログ番号	品名	入数	価格(円)
WKN-2601	ワケンバッグ(S) 305×660mm	200枚入	11,000
WKN-2602	ワケンバッグ(M) 405×660mm	200枚入	20,000
WKN-2603	ワケンバッグ(L) 610×810mm	200枚入	28,000
WKN-2601S	ワケンバッグ(S) 305×660mm (二重包装・滅菌済)	100枚入	12,500
WKN-2602S	ワケンバッグ(M) 405×660mm (二重包装・滅菌済)	100枚入	18,000
WKN-2603S	ワケンバッグ(L) 610×810mm (二重包装・滅菌済)	100枚入	24,000
WKN-2606	ラック	1台	21,000
WKN-2607	(S)(M)用ラックアダプター	1個	10,000

◎ 滅菌済の製品は、20枚/袋×5袋×1袋の包装です。



ワケンビーテック株式会社