

## PBio アクトリル クリーンルーム仕様(ダブルパック)

**1本包装発売記念 20%OFF**

キャンペーン期間：2018年12月10日(月)～2019年3月29日(金)



## 過酢酸系除菌剤 PBio アクトリル



一般的に過酢酸は高水準消毒薬に分類され、アルデヒド系消毒薬や過酸化水素、二酸化塩素と同等の抗微生物スペクトルを有しています。

70%エタノールと同じじゃないの？

**いいえ！それ以上です！**

- ◆ 芽胞菌を含むほとんどすべての細菌・真菌・ウイルス・マイコプラズマに効果
- ◆ 蛋白質などの有機物の存在下でも効果あり
- ◆ 20年以上耐性菌の報告がありません
- ◆ グレードBへの菌持ち込みリスクがありません(クリーンルーム仕様)

アクトリルは、微生物との接触や噴霧されることで、活性酸素が遊離されます。それが細胞内の酵素にあるSH基やS-S結合を破壊したり、細胞膜を破壊することで強い殺菌作用を示します。

細胞や使用者への影響が心配・・・

- ◆ FDA (米国食品医薬品局) に医療用具の滅菌剤として認可されています。
- ◆ 酢酸・水・酸素に分解され、残留毒性がありません。
- ◆ 医薬用外劇物に該当しません。

**20% OFF**

カタログ番号	品名	価格 (円)	特別価格 (円)
PB78400-226-1	PBioアクトリル クリーンルーム仕様DP 1kgボトル(1本)+ノズルセット	<del>32,000</del>	25,600
PB78399-482-1	PBioアクトリル 1kgボトル(1本)+ノズルセット	<del>15,000</del>	12,000

弊社Webページのトピックスに「除染剤としての過酢酸のすゝめ」を紹介しています。

<https://www.wakenbtech.co.jp/topics/post-10097>



※ 価格・外観・付属品などについては改善の為予告なく変更することがあります。価格には消費税は含まれておりません。



ワケンビーテック株式会社

WAKEN B TECH CO., LTD.

本社 〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町17番地  
 西日本営業部 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町945番地1  
 TEL (077) 568-2911 / FAX (077) 568-2944  
 東日本営業部 〒132-0025 東京都江戸川区松江2丁目10番22号  
 TEL (03) 5661-3220 / FAX (03) 5661-3230