

CryoHandy Wide

販売開始記念キャンペーン

2022年 2022年
6月10日～9月20日

25% OFF


CAMPAIGN
キャンペーン

CryoHandy シリーズに新製品が追加!


細胞製造施設・病院・研究所内での生体サンプルの搬送に! 持ち運びが容易な小型ドライシッパー



小型ドライシッパー CryoHandyに、SBS規格ボックス、フリーズボックス(5×5)、25mLフリーズバッグ対応のCryoHandy Wideが加わりました。CryoHandyと同じく、独自の液体窒素吸収保存技術及び真空断熱技術により、25℃環境で-150℃以下を4時間程度保持できる小型ドライシッパーです。



SBS規格ボックス



25mLフリーズバッグ

フリーズボックス・フリーズバッグに対応

SBS規格ボックスやフリーズボックス(5×5)、25mLサイズのフリーズバッグが収納できます。

使いやすい

液体窒素充填時重量は約4kg。
ハンドルグリップにより楽に持ち運ぶことができます。

温度ロガー取り付け可能

蓋に温度ロガー*を取り付け、容器内温度を記録することが可能です。
*取り付け可能な温度ロガーはT&D社製 おんどり TR-51i、エルプロ社製 Libero CE、トッパン・フォームズ社製 オントレイシス タグです。
**温度ロガー及び温度センサーは製品に含まれておりません。



温度ロガー取り付け例

蓋に温度ロガーを取り付けることができます。温度ロガー取り付け部にはクリアカバーが付いており、ロガーの損傷を防ぎます。

品名	CryoHandy Wide
カタログ番号	5CBM7CROK100
型式	MR-LN-6000
外寸法	φ200mm × 高さ330mm (蓋閉め時、ハンドルグリップを含まず)
収納部寸法	φ185mm × 高さ100mm
空重量	3.4kg ^{※2※3}
液体窒素吸収量	550g以上
充填時重量	約4.0kg ^{※3※4}
サンプル収納数	SBS規格ボックス、 フリーズボックス(5×5)、 25mLフリーズバッグ × 16個
液体窒素予冷時間	40分
-150℃以下保持時間	4時間 ^{※1}

※1 保持時間(-150℃以下)は外気温25℃での値です。外気温や使用状況により異なる場合があります。
※2 温度ロガー、温度センサーの重量は含まれません。※3 蓋の重量を含みます。
※4 サンプルの重量を含みません。液体窒素吸収量により変動します。

カタログ番号	品名	希望小売価格(税別)	キャンペーン希望小売価格(税別)
5CBM7CROK100	CryoHandy Wide	—240,000円—	180,000円

注：温度ロガー及び温度センサーは付属していません。



MVE CryoShipper 専用 データロガーアタッチメント

型式:MR-CP-195

25%OFFキャンペーン
2022年 2022年
6月10日~9月20日

25% OFF
CAMPAIGN
キャンペーン



凍結保存搬送容器(MVE CryoShipper)にご指定の温度ロガーを取り付けるためのカスタマイズパーツです。ご指定の温度ロガーを取り付けることにより試料搬送中の庫内温度を記録することが可能となります。



※取り付け可能な温度ロガーはT&D社製 おんどり TR-51i、エルプロ社製 Libero CE、トッパン・フォームズ社製 オントレイシス タグです。ロガーとセンサーは大陽日酸株式会社にて取り付けます。予め購入したロガーとセンサーを取り付ける場合は大陽日酸株式会社へご送付いただくことになりますので予めご了承ください。(大陽日酸株式会社へは元払いにてお送りください)



品名	データロガーアタッチメント
カタログ番号	5CBM7COMVEDA
型式	MR-CP-195
寸法	φ285mm × 高さ約280mm※ (※センサー取り付け時)



MVE CryoShipperへの装着例

注文案内

カタログ番号	品名	希望小売価格(税別)	キャンペーン 希望小売価格(税別)
5CBM7COMVEDA	MVE CryoShipper専用 データロガーアタッチメント※1	—140,000円—	105,000円
TOCRSH000	凍結試料搬送容器(ドライシッパー) MVE CryoShipper	1,010,000円※2	対象外

注：MVE CryoShipper専用データロガーアタッチメントは、MVE CryoShipper XCIに取り付けることは出来ません。

※1 温度ロガー及び温度センサーは付属していません。

※2 価格にラック、保護ケースも含まれています。

※本カタログ掲載品は全て研究用です。医療用には使用できませんのでご注意ください。

※ 価格・外観・付属品などについては改善の為予告なく変更することがあります。価格には消費税は含まれておりません。

販売店

WAKEN ワケンビーテック株式会社
WAKEN **B** TECH CO., LTD.

西日本営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号
TEL(077)561-0081/FAX(077)561-0082
東日本営業部 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階
TEL(03)5621-2420/FAX(03)5621-2421

サポート
デスク

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ



0120-749-810

営業時間 月曜~金曜 9:00~17:00(祝祭日・弊社休日を除く)

